

## MISCELATORI PER ACQUA CALDA SANITARIA DA 1/2" A 2" TELEGESTIBILI

### MAS 6..7/T

#### GENERALITA'

- Unità compatta adatta alla regolazione della temperatura a punto fisso nei circuiti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria telegestibile via modbus
- Per il commissioning del dispositivo, utilizzare il software MASInterface disponibile previa registrazione, cliccando su scheda tecnica

| Sigla     | DN pollici | mm. | Portata l/min. (¹) | Kvs(²) m³/h | Campo di taratura | Scheda tecnica |
|-----------|------------|-----|--------------------|-------------|-------------------|----------------|
| MAS 615/T | 1/2"       | 15  | 40                 | 2,5         | 30 ... 70 °C      | –              |
| MAS 620/T | 3/4"       | 20  | 70                 | 5           | 30 ... 70 °C      | –              |
| MAS 625/T | 1"         | 25  | 130                | 9           | 30...70 °C        | –              |
| MAS 632/T | 1 1/4"     | 32  | 180                | 13,5        | 30 ... 70 °C      | –              |
| MAS 740/T | 1"1/2      | 40  | 270                | 19,2        | 30...70 °C        | –              |
| MAS 750/T | 2"         | 50  | 390                | 28,9        | 30...70 °C        | –              |
| TMS 700   |            |     |                    |             |                   | –              |

#### ACCESSORI

| Sigla   | Descrizione |
|---------|-------------|
| TMT 500 |             |
| TMT 600 |             |